

NIOSH認証 N95 医療用マスク

空気弁なし(FT-N040) | 折り畳み型 | 20枚入

販売元:株式会社グロックス | 東京都中央区晴海トリトンスクエアX棟25階 | Tel 03-5859-5966 | www.glox.co.jp





NIOSH認証取得済



Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. Office: Xiehe Building. No.158JimmenRoad, SuzhouCity, Jiangsu P. R. China Factory XingfuSouthRd, MedicalProductsIndustriaPark, Yandu District, Yancheng. City, JiangsuProvince

City, JiangsuProvince TEL:+8651265586028 FAX:+8651265586038

THIS RI	THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:			
TC-	Protection	Respirator	CautionsandLimitations	
		FT-N040		
84A-7861	N95	X	ABCJMNOP	

N95- ParticulateFilter (95% filterefficiencylevel) Effective againstparticulatmerosolsfree of oil: time use restrictions may apply

- A-Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.

 B-Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.

 C-Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- I-Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death ed respirators shall be selected, fitted used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other
- N-Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the
- O-Refer to User's Instructions and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators P-NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

- ・立体4層構造、飛沫ウィルス・花粉・埃・細菌・PM2.5などを95%以上 カットできる高性能フィルターを使用!
- ・頭かけなので耳に負担がありません!
- ・素材には肌触りの良いふんわり柔らか不織布を採用!
- ・3D立体構造で、顔にフィットします!
- ・金属製のワイヤー付き、鼻の形に合わせてしっかり吸着します!
- ・マスク内側(鼻との接地面)には柔らかいスポンジ搭載!

素材	マスク部:不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)	
	ノズフィット:スポンジ、プラスチック、内部に鉄	
	平ゴム:スパンデックス	
サイズ	約120×155×8mm(折り畳み時)	
重さ	約7.5g(1枚あたり)	
耳ゴムの長さ	の長さ 上: 320mm、下: 300mm	
使用制限時間	使用制限時間 最長8時間 ※使用環境によって異なる	

頭かけなので耳に負担がない



頭にゴムをかけるので、耳に負担がありません。 また、接触面が痛くなりにくい平ゴムを採用している から、長時間の作業にもおすすめです。

4層構造の高性能フィルターで ウイルスや細菌を95%以上カット

\4層構造の不織布を採用/



空気中のウイルスや微粒子まで遮断できる「N95」の 高性能マスク。遮断率(ブロック率)試験実施済み、 医療現場でも安心して患者の処置ができます。

鼻の形に合わせてしっかり吸着



ワイヤー付き

内側(鼻との接地面)にスポンジ付き

金属製のワイヤーで、しっかりホールドします。 内側にはスポンジを搭載、吸着性がアップしました。

