



推薦ポイント

| | |
|----|--|
| 特長 | <ul style="list-style-type: none"> ・立体4層構造、飛沫ウィルス ・花粉・埃・細菌・PM2.5などを95%以上カットできる高性能フィルターを使用！ ・頭かけなので耳に負担がありません！ ・素材には肌触りの良いふわり柔らか不織布を採用！ ・3D立体構造で、顔にフィットします！ ・金属製のワイヤー付き、鼻の形に合わせてしっかり吸着します！ ・マスク内側（鼻との接地面）には柔らかくクッション性があるPUを搭載！ |
|----|--|

基本仕様情報

| | |
|-----------|--|
| 販売名 | カップ型 NIOSH N95マスク FT-N058 (20枚入) |
| 型番 | FT-N058 |
| NIOSH認証番号 | TC-84A-7863 |
| 材質 | マスク部 不織布（スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー） ノーズフィット PU（ポリウレタン）、プラスチック、内部に鉄平ゴム スパンデックス |
| 重さ | 約11g（1枚あたり） |
| サイズ | 約140×125×50mm |
| 耳ゴム | 上：320mm、下：300mm |
| 製造元 | Suzhou Fangtian Industries Co.,Ltd. (CHINA) |
| 有効期 | 製造より5年 （上記期限はゴムの部分の耐用年数が目安とされていますが、未開封であれば上記以上の有効期限がございます。 尚、フィルターの性能は5年を経過しても変わるものではありません。） |
| 注意事項 | <p>A. 酸素濃度19.5%未満の場所では使用しないで下さい。</p> <p>B. 生命や健康に直ちに危険がある汚染環境では使用しないで下さい。</p> <p>C. 規制基準によって定められた最大使用濃度を超えないようにして下さい。</p> <p>J. 誤った使用やメンテナンスによって怪我や死亡に至る事があります。</p> <p>M. 適用規制に従って、マスクの選択、装着、使用、メンテナンスを行って下さい。</p> <p>N. 部品の交換、改造、追加や取り外しは決して行わないで下さい。</p> <p>O. 本品の使用やメンテナンスの情報は取扱説明書を参照して下さい。</p> <p>P. NIOSHは本品を外科手術用マスクとして認定しておりません。</p> |



Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd.

Office: Xiehe Building, No.158 Jimmen Road, Suzhou City, Jiangsu, P. R. China
Province

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

| TC- | Protection ¹ | Respirator | Cautions and Limitations ² |
|------|-------------------------|------------|---------------------------------------|
| 84A- | N95 | FT-N058 | ABCJMNOP |

1. Protection

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level)
Effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply

2. Cautions and limitations

- A-Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B-Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C-Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory agencies.
- J-Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M-All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA/OSHA and other applicable regulations.
- N-Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O-Refer to User's Instructions and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of individual respirators.
- P-NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.