



※ グリーン→白 変更可能


推薦ポイント

特長

- ・花粉・埃・細菌・PM2.5などを95%以上カットできる高性能フィルターを使用！
- ・頭かけなので耳に負担がありません！
- ・素材には肌触りの良いふんわり柔らかな繊維布を採用！
- ・3D立体構造で、顔にフィットします！
- ・金属製のワイヤー付き、鼻の形に合わせてしっかり吸着します！
- ・マスク内側（鼻との接地面）には柔らかいスポンジ搭載！
- ・アジャスター付き、ゴムバンドの長さが調節できます！

基本仕様情報

販売名	NIOSH認証N95マスク 折畳型 弁なし MS8225
型番	MS8225
材質	ポリプロピレン不織布、鼻クリップ部（樹脂、鉄）、鼻部フォーム（ウレタン）
梱包方法	10枚／箱、10箱／ケース
NIOSH製品番号	TC-84A-7447
規格・性能	米国労働安全衛生研究所（NIOSH）のN95（証明書あり） 人工血液バリア性試験ASTM F1862レベル3（試験報告書あり） 燃焼性試験16 CFR Part 1610クラス1（試験報告書あり）
注意事項	A. 酸素濃度19.5%未満の場所では使用しないで下さい。 B. 生命や健康に直ちに危険がある汚染環境では使用しないで下さい。 C. 規制基準によって定められた最大使用濃度を超えないようにして下さい。 J. 誤った使用やメンテナンスによって怪我や死亡に至る事があります。 M. 適用規制に従って、マスクの選択、装着、使用、メンテナンスを行って下さい。 N. 部品の交換、改造、追加や取り外しは決して行わないで下さい。 O. 本品の使用やメンテナンスの情報は取扱説明書を参照して下さい。 P. NIOSHは本品を外科手術用マスクとして認定しておりません。



**FILTERING FACEPIECE
APPROVAL LABEL**

NIOSH Certified Respiratory Product manufacturing Co., Ltd.
 蘇州世康衛保 11021 Xinhong St, Yangchenghu Town,
 用品有限公司 Suzhou, China 215138
 Tel: 86-512-66100068, Fax: 86-512-65798481

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC	Protection1	Respirator	Cautions and Limitations2
84A-5530	N95	MS6115/ MS6115L	ABCI MNQP
84A-7284	N95	MS6135/ MS6135L	ABCI MNQP
84A-6766	N95	MS6155/ MS6155L	ABCI MNQP
84A-7285	N95	MS6175/ MS6175L	ABCI MNQP
84A-6810	N95	MS6815S	ABCI MNQP
84A-7447	N95	MS8225	ABCI MNQP
84A-7448	N95	MS8265	ABCI MNQP
84A-7449	N95	MS8865	ABCI MNQP

1. Protection
 N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) Effective against particulate aerosols free of oil, time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations
 A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
 B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
 N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
 O - Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
 P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks